

| | | | |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| Dokumenttyp Rutin | Ansvarig verksamhet Smittskydd Värmland | Version 1 | Antal sidor 1 |
| Dokumentägare Ann-Mari Gustavsson Hygijensjuksköterska | Fastställare Anna Skogstam Bitr. smittskyddsläkare | Giltig fr.o.m. 2019-02-12 | Giltig t.o.m. 2023-02-17 |

Avtorkningsbara tangentbord och mus inom vårdmiljö

Gäller för: Hälso- och sjukvård

Kontor och expeditioner

Normala tangentbord.

Patientmiljö

Tangentbord Cherry KC 1068

Lokaler:

- mottagningsrum
- behandlingsrum
- vådrum.



Rum med speciella krav

Tangentbord Medigenic Essential 105 utan belysning och larm.

Mus Man & Machine – Mus – USB - Vit

Lokaler:

- undersökningsrum för endoskopi
- undersökningsrum med hantering av cytostatika
- vådrum neonatalavdelning
- komponentberedningsrum på blodcentral
- rum för packning av sterilgods på sterilenhet.



Rum med höga krav på renhet

Enligt speciella krav.

Lokaler:

- operationsrum

Beställning

- Logga in i Inköpsportalen.
- Välj meny **Order** och valet **Nätbutik**.
- Vid nätbutik välj **ATEA** och klicka på knappen **Till nätbutik**. Sidan öppnas i nytt fönster.
- Klicka på bilden **Tvättbara it-produkter**. Ovanstående produkter finns med i lista med länkar till produkten.

Vid frågor, kontakta IT helpdesk, tel: 14 000.

Dokumentet är utarbetat av: Ann-Mari Gustavsson